

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este destinat să compenseze unele dintre funcțiile estetice și de asistență ale unui membru lipsă. Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteză și pentru pacient trebuie evaluat de către un profesionist din domeniul medical. Dispozitivul trebuie montat și reglat de către personalul medical. Acesta trebuie modificat sau reparat de către producător.

Indicații de utilizare

- Pierderea, amputarea sau deficiențe ale membrelor superioare
- Pierderea, amputarea sau deficiența membrelor inferioare la nivel medio tarsian sau distal
Nu există contraindicații cunoscute.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile din acest document care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Avertisment: În caz de modificare funcțională sau pierderi funcționale sau dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare sau uzură care îi afectează funcțiile normale, pacientul trebuie să oprească utilizarea dispozitivului și să contacteze personalul medical. Acest dispozitiv este destinat utilizării de către un singur pacient. Dispozitivul nu trebuie utilizat pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scos pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului. Utilizați numai lubrifianți pe bază de apă, lubrifianții pe bază de ulei vor deteriora dispozitivul. Nu expuneți la temperaturi ridicate sau la flăcări. Nu purtați niciodată dispozitivul direct peste o rană deschisă.

UTILIZARE

Aplicație dispozitiv

Aplicați un strat subțire de lubrifianț pe bază de apă pe zona corespunzătoare. Împingeți sau trageți ușor dispozitivul în poziție, asigurându-vă că a ieșit tot aerul.

- În cazul unui dispozitiv tip deget, ciupiți pielea la marginea dispozitivului pentru a crea un canal prin care aerul să intre sau să iasă.
- În cazul unui dispozitiv tip mână, fixați-l între genunchi pentru a facilita aplicarea. Nu trageți de secțiunea încheieturii mâinii.

Notă: Tragerea dispozitivului dintr-un punct poate rupe siliconul sau poate provoca întindere.

Eliminarea dispozitivului

Strângeți capătul deschis, permițând aerului să intre și să întrerupă aspirația. Scoateți încet dispozitivul. Dacă aspirația nu este întreruptă, prindeți din nou capătul deschis până când intră aer. Se poate folosi, de asemenea, apă pentru a ajuta la îndepărtare, ținându-l sub robinet, prinzând zona deschisă și lăsând să intre apă caldă. Pentru a-l scoate dintr-o cupă dură, introduceți un deget sau mișcați în timp ce scoateți ușor.

Notă: Tragerea dispozitivului dintr-un punct poate rupe siliconul sau poate provoca întindere.

- Pentru un dispozitiv tip mână, nu îl îndepărtați niciodată trăgând de degete.

Folosirea armăturii

Dispozitivul poate fi echipat cu o armătură, fire metalice care permit poziționarea.

- Dacă armăturile sunt incluse în degetele dispozitivului dvs., îndoiți numai la încheietura degetelor cu palma sau articulația degetelor cea mai apropiată de palmă. Nu îndoiți niciodată armătura la unghie, deoarece astfel, armătura poate perfora suprafața. Dacă o armătură perforază exteriorul unui dispozitiv, contactați personalul medical calificat pentru a programa o reparație.

Notă: Nu folosiți în mod constant armăturile pentru poziționare. Dacă îndoiți frecvent firele, acestea se vor rupe. Firele rupte nu pot fi reparate.

Unghiile

Degetele sau unghiile de la picioare din acrilic pot fi date cu lac de unghii standard. Folosiți numai dizolvanți de lac de unghii fără acetone.

Notă: Nu dați cu lac unghiile din silicon și nu folosiți manichiură cu gel.

Adeziv protetic

- Dacă este necesar, adezivul protetic poate fi folosit pentru a ajuta suspendarea.
- Verificați dacă există o reacție alergică la adeziv pe piele înainte de utilizare. Sunt disponibile formule sensibile în cazul în care pielea reacționează alergic.
- Aplicați adezivul atât pe marginea proximală a dispozitivului, cât și pe piele. Lăsați să se usuce. După ce contactul este stabilit, se va crea o legătură puternică.
- Pentru îndepărtare, umeziți un tampon de vată cu dizolvent. Înfășurați tamponul de bumbac în jurul marginii dispozitivului și îndepărtați de pe piele.
- Dacă nu aveți la dispoziție un dizolvent, umeziți un tampon de bumbac cu un săpun delicat.

Curățarea și îngrijirea

Curățați dispozitivul zilnic după utilizare și înainte de prima utilizare.

- Curățați dispozitivul în interior și în exterior folosind apă caldă și săpun degresant pentru vase fără aditivi, de exemplu fără aloe vera sau vitamina E.
- Curățați dispozitivul în mod regulat cu alcool izopropilic cu concentrație de 70-90% pentru a ajuta la dezinfecție.
- O mică perie moale de unghii poate fi folosită cu grijă extremă. Dacă pielea dvs. necesită aplicarea de ulei sau loțiune, așteptați cel puțin 30 de minute pentru ca aceasta să fie **complet absorbită înainte de a utiliza dispozitivul.**

Notă: Transpirația corpului conține uleiuri care se pot acumula și pot deteriora proteza dacă nu sunt îndepărtate printr-o curățare regulată adecvată.

Substanțele care pot păta dispozitivul nu trebuie să intre în contact cu acesta.

De exemplu

- Blugi nespălați și alte articole de îmbrăcăminte.
- Expunerea cronică la fumul de țigară și de trabuc.
- Inele și alte bijuterii care nu sunt fabricate din argint și aur.

Dacă dispozitivul dvs. este pătat, spălați-l rapid cu apă și săpun delicat, apoi frecați-l cu alcool izopropilic. Dacă pata nu poate fi îndepărtată sau dacă dispozitivul este deteriorat în vreun fel, adresați-vă personalului medical calificat.

DEPOZITARE

Nu depozitați dispozitivul într-un recipient etanș, umiditatea poate genera bacterii și mușegai.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE

Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorităților competente.

ELIMINARE

Dispozitivul și ambalajul trebuie eliminate în conformitate cu reglementările de mediu locale sau naționale în vigoare.

RĂSPUNDERE

Theranova nu își asumă răspunderea pentru următoarele:

- Dispozitivele care nu sunt întreținute în conformitate cu indicațiile din instrucțiunile de utilizare.
- Dacă dispozitivul este asamblat cu componente de la alți producători.
- Dacă dispozitivul este utilizat în afara condițiilor, aplicației sau mediului de utilizare recomandate.