

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Utilizare

Proteza 3A1010 KINEGEN.comfort (denumită „produsul” mai jos) este aprobată pentru clasele de mobilitate 1-3 și până la o greutate corporală maximă, inclusiv sarcini transportate și suportate de până la 125 kg, și nu este potrivită pentru activități sportive (de exemplu, sărituri, alergare etc.).

Sarcina maximă aprobată pentru acest produs este limitată și depinde de componenta cu cea mai mică limită de greutate utilizată în construcția protezei, care determină sarcina maximă aprobată pentru întreaga structură.

Indicația de utilizare adecvată trebuie evaluată de către un specialist protetic. Produsul poate fi montat doar de către un specialist protetic. Acest produs este destinat utilizării exclusive pe un singur pacient.

Atenție! Vă rugăm să rețineți că acest produs este testat și aprobat numai în combinație cu alte componente modulare Streifeneder.

Durată de viață utilă

Durata de viață utilă maximă a produsului este limitată la 36 de luni.

Utilizare preconizată

Produsul este destinat exclusiv tratamentului protetic al extremităților inferioare.

Asamblare

Proprietățile produsului pot fi utilizate optim numai cu o proteză aliniată corect.

Atenție! Pentru a asigura o aliniere corectă, trebuie luată în considerare poziția membrului rezidual la poziționarea conexiunii mufei.

Atenție! Nu introduceți mâna în mecanismul articular atunci când îndoiți articulația genunchiului - risc de accidentare prin prinderea degetelor!

Limitarea flexiei

Produsul permite o flexie a genunchiului de 145°. Cu toate acestea, acest unghi de flexie poate fi atins doar cu o proteză/soclu corect montat. Clemele ancorelor de laminare trebuie amplasate medial sau lateral (ancoră cu 3 brațe) sau diagonal anterior (ancoră cu 4 brațe) pe soclu. Dacă clema este amplasată posterior, unghiul de flexie al articulației genunchiului poate să nu fie utilizat complet sau produsul poate fi deteriorat.

Dacă proteza este aliniată corect, se poate presupune că fesele utilizatorului ating piciorul protetic înainte ca soclul să intre în contact cu articulația genunchiului.

Întreținere și service

În general, toate piesele mobile trebuie inspectate vizual și pentru funcționalitate la fiecare 6 luni; toate piesele structurale fixe la fiecare 12 luni. Recomandăm unsoarea specială pentru articulații

pentru lubrifierea suprafețelor metalice de alunecare ale articulației genunchiului. În caz de defecțiuni, produsul trebuie trimis pentru întreținere.

Atenție! Vă rugăm să rețineți că reparațiile produsului pot fi efectuate numai de către Theranova, respectiv, în funcție de complexitatea acestora, de către Streifeneder ortho.production GmbH.

Atenție! Fără lubrifiere în clema de frână și/sau pe axul frânei!