

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DESCRIERE

Dispozitivul este o articulație de genunchi policentric, cu un sistem de blocare geometrică și control hidraulic al balansului în 3 faze, care se adaptează modificărilor vitezei de mers.

Sunt disponibile opțiuni de adaptor proximal, iar dispozitivul are un conector de tub distal.

Amortizoare interschimbabile permit ajustarea flexiei genunchiului pentru a se potrivi preferințelor și nivelurilor de activitate ale pacientului. Sistemul reglabil de inițiere al extensiei ajută la limitarea ridicării călcâiului și la deplasarea dispozitivului într-o poziție complet extinsă.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care înlocuiește funcția genunchiului unui membru inferior lipsă.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteză și pentru pacient trebuie evaluat de către un profesionist din domeniul medical.

Dispozitivul trebuie montat și reglat de către personalul medical.

Indicații de utilizare și grup de pacienți țintă

Pierderea, amputarea sau deficiențe ale membrelor inferioare.

Nu există contraindicații cunoscute.

Dispozitivul este destinat utilizării cu impact moderat până la ridicat – de exemplu, mersul pe jos și alergarea ocazională.

Total Knee 2000

Limita de greutate pentru dispozitiv este de 100 kg.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Atenționare: Utilizarea unui dispozitiv protetic pentru membrele inferioare implică un risc inherent de cădere, care poate duce la răni.

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile din acest document care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Avertisment: În caz de modificare funcțională sau pierderi funcționale sau dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare sau uzură care îi afectează funcțiile normale, pacientul trebuie să oprească utilizarea dispozitivului și să contacteze personalul medical.

Atenție: Evitați să vă apropiați mâinile sau degetele de articulațiile în mișcare.

Atenție: Nu reglați alte șuruburi decât cele descrise în aceste instrucțiuni.

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către un singur pacient.