

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Husa cosmetică ALPS TSK EasySkin

Descriere

Husele cosmetice ALPS sunt pre-întinse și încălzite pentru a se contracta la dimensiune. După ce ați tras husa peste proteză, utilizați un pistol de aer cald pentru a începe de la degetele de la picioare și a continua până la marginea proximală. Dacă este necesar, se poate utiliza un ciment de contact din vinil sau superglue pentru o legătură permanentă. Poate fi utilizat la persoanele amputate transtibial. Pentru aplicații de suspensie prin aspirație, plasați o gaură mică, astfel încât husa cosmetică să nu se umfle.

Caracteristici și aplicații

- Foarte conformabilă
- Două dimensiuni pentru a se potrivi majorității utilizatorilor
- Pre-întinsă, termocontractantă pentru a se potrivi
- Fără linie de tranziție la gleznă

2. Buretele cosmetic 6R18 Ottobock

INFORMAȚII

Data ultimei actualizări: 29-04-2020

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza produsul și să respectați avertismentele de siguranță.
- Instruiți utilizatorul cu privire la utilizarea în siguranță a produsului.
- Vă rugăm să contactați producătorul dacă aveți întrebări despre produs sau în caz de probleme.
- Raportați fiecare incident grav legat de produs, în special o agravare a stării de sănătate, producătorului și autorității competente din țara dumneavoastră.
- Vă rugăm să păstrați acest document pentru evidențele dumneavoastră.

Explicația simbolurilor

ATENȚIE - Avertismente privind posibilele riscuri de accident sau vătămare corporală.

NOTIFICARE - Avertismente privind posibilele daune tehnice.

INFORMAȚII - Informații suplimentare despre montare / utilizare.

ATENȚIE

Aveți grijă în apropierea materialelor inflamabile sau a focului.

Evitați contactul cu flăcări deschise sau alte surse de căldură, deoarece husa din spumă PE se poate aprinde.

Materialul este greu inflamabil conform ISO 3795. Îndeplinește cerințele standardului MVSS 302 ≤ 100 mm.

Condiții de mediu admisibile: Interval de temperatură de utilizare: -20 °C până la +45 °C

NOTIFICARE

Risc de murdărire.

Curățarea huselor din spumă PE nu este posibilă.

Prin urmare, evitați murdărirea huselor din spumă PE.

Informații legale

Toate condițiile legale sunt supuse legislației naționale respective a țării de utilizare și pot varia în consecință.

Răspundere

Producătorul își asumă răspunderea numai dacă produsul este utilizat în conformitate cu descrierile și instrucțiunile furnizate în acest document.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestui document, în special din cauza utilizării necorespunzătoare sau a modificării neautorizate a produsului.

Conformitate CE

Produsul îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Declarația de conformitate CE poate fi descărcată de pe site-ul web al producătorului.