

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, SPĂLARE ȘI ÎNTREȚINERE

Cel mai important lucru în purtarea unei proteze este îngrijirea corespunzătoare a pielii membrului amputat. Aceasta se face prin inspecție zilnică și spălare cu apă și săpun.

Proteza se va utiliza obligatoriu conform instructajului făcut de specialist la predarea acesteia.

Se recomandă menținerea unei igiene corporale stricte și executarea masajului după purtarea protezei.

Dacă există un liner care se poate scoate afară din cupă, acesta ar trebui spălat zilnic cu apă și săpun, urmat de o clătire corespunzătoare. Rețineți, la fel ca în cazul cupei, dacă liner-ul miroase urât este probabil murdar!

Urmând aceste reguli simple, veți evita majoritatea problemelor de piele.

Dacă sunteți în perioada de creștere la fel este și bontul dumneavoastră. Când se întâmplă acest lucru cupa s-ar putea să nu vi se mai potrivească. Problemele cauzate de nepotrivirea cupei sunt ușor de depistat (de exemplu, orice roșeață a pielii care nu dispare după o scurtă perioadă de timp). Dacă durerea se amplifică s-ar putea să însemne că, cupa a rămas mică. În unele cazuri cupa poate fi modificată, dar uneori înseamnă că proteza trebuie înlocuită. Cel mai bun mod de a preveni problemele, înainte ca acestea să devină grave, este prin inspecția zilnică a bontului. Este de asemenea important ca proteza să fie verificată periodic prin programări făcute la tehnicianul protezist.

Proteza dumneavoastră nu este indistructibilă!

În momentul în care purtați o proteză există și riscul ca aceasta să se strice. Este foarte important să spălați cupa cu apă și săpun. Asigurați-vă că ați limpezit-o corespunzător. Spălați cupa atât de des cât este necesar. Rețineți că dacă cupa miroase urât, ea este probabil murdară!

Cosmetica se va feri de contactul cu vopsele, cerneluri, tușuri și altele.

Dacă există părți uzate sau rupte, precum liner-ul vă rugăm să contactați tehnicianul protezist de la TheraNova pentru reparații imediate sau înlocuire.