

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, SPĂLARE ȘI ÎNTREȚINERE

Cel mai important lucru în purtarea unei proteze este îngrijirea corespunzătoare a pielii membrului amputat. Aceasta se face prin inspecție zilnică și spălare cu apă și săpun.

Dacă tehnicianul protezist vă indică să folosiți ciorapi protetici, folosiți ciorapi curați în fiecare zi. Ciorapii protetici curați păstrează atât pielea cât și cupa curate. Urmând aceste reguli simple, veți evita majoritatea problemelor de piele.

Dacă sunteți în perioada de creștere la fel este și bontul dumneavoastră. Când se întâmplă acest lucru cupa s-ar putea să nu vi se mai potrivească. Problemele cauzate de nepotrivirea cupei sunt ușor de depistat (de exemplu, orice roșeață a pielii care nu dispare după o scurtă perioadă de timp). Dacă durerea se amplifică s-ar putea să însemne că, cupa a rămas mică. În unele cazuri cupa poate fi modificată, dar uneori înseamnă că proteza trebuie înlocuită. Cel mai bun mod de a preîntâmpina problemele, înainte ca acestea să devină grave, este prin inspecția zilnică a bontului. Este de asemenea important ca proteza să fie verificată periodic prin programări făcute la tehnicianul protezist.

Proteza dumneavoastră nu este indistructibilă!

În momentul în care purtați o proteză există și riscul ca aceasta să se strice. Este foarte important să spălați cupa cu apă și săpun. Asigurați-vă că ați limpezit-o corespunzător. Spălați cupa atât de des cât este necesar. Rețineți că dacă cupa miroase urât, ea este probabil murdară! De asemenea exteriorul protezei se curăță cel mai bine cu apă și săpun. Pentru pete mai persistente, puteți încerca cu acetone pentru lac de unghii.

Dacă proteza dumneavoastră are un înveliș de spumă moale (burete cosmetic), cele menționate mai sus nu sunt necesare. Puneți doar un ciorap nou de nailon. Dacă există posibilitatea ca proteza să se ude în mod frecvent, vă rugăm să ne anunțați ca să o facem impermeabilă. Orice parte a protezei dumneavoastră care este mobilă, cum ar fi articulația de gleznă și dispozitivele de blocare cu sistem de ancorare (nu se găsesc la toate protezele) ar trebui curățate și date cu ulei. Cel mai bun tip de ulei este uleiul pentru mecanisme fine sau spray-ul de silicon.

Dacă există un liner care se poate scoate afară din cupă, acesta ar trebui spălat zilnic cu apă și săpun, urmat de o clătire corespunzătoare. Rețineți, la fel ca în cazul cupei, dacă liner-ul miroase urât este probabil murdar!

Dacă există părți uzate sau rupte, precum liner-ul, manșonul de agățare, articulația de gleznă, cupa sau laba piciorului, va rugăm să contactați tehnicianul protezist de la TheraNova pentru reparații imediate sau înlocuire.