

FIȘĂ TEHNICĂ

Manșonul Iceross Seal-In Transfemoral

Manșonul Iceross Seal-In Transfemoral oferă o soluție sigură de etanșare pentru persoane cu membru amputat deasupra genunchiului, de la cele cu activitate redusă, până la cele foarte active.

Învelișul din material rezistent oferă întindere radială și elasticitate confortabilă.

Combinați tehnologia Seal-In cu sistemul de vacuum Unity pentru stabilizarea fluctuațiilor de volum și o fixare confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

Este important să verificați suspensia manșonului în timpul utilizării în apă și să uscați cupa și manșonul după ce ieșiți din apă.

Specificații tehnice

- Nivel de amputare: transfemural și dezarticulație de genunchi
- Nivel de impact: potrivit pentru toate nivelurile (scăzut, moderat, înalt și extrem)
- Metodă de suspensie: Seal-In (suspensie prin aspirație)
- Material: silicon de calitate medicală cu o suprafață interioară mătăsoasă pentru o adaptare la piele
- Matrice: matrice de stabilizare pe întreaga lungime care limitează întinderea verticală, permițând în același timp întinderea radială
- Profil: 3 mm (standard și conic).