

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Spălare manuală zilnică cu soluția de curățare ușoară Amoena sau cu un săpun delicat.
- Evitați contactul direct al protezei mamare cu obiecte ascuțite sau cu vârf.
- Orice tip de decolorare sau pată nu poate fi îndepărtată, dar nu afectează calitatea sau funcționalitatea.
- Unele substanțe precum alcoolul, acetatul de etil sau acetona pot deteriora pelicula de acoperire a protezei mamare.