

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Curățați proteza mamară doar cu Amoena Soft Cleanser pentru a o reactiva și a asigura cea mai bună aderență.
- Textura pielii și produsele de îngrijire pot reduce aderența; curățați proteza mamară zilnic pentru o rezistență de lungă durată a adezivului.
- Nu îndepărtați cocloașele și nu utilizați produse/ instrumente de curățare dure. Curățați suprafața adezivă doar cu Amoena Soft Cleanser și peria.
- Folosiți doar peria furnizată pentru curățare și înlocuiți-o în termen de 12 luni.