

FIȘĂ TEHNICĂ

Manșonul Iceross Dermo Locking

Manșonul Iceross Dermo Locking este fabricat din silicon DermoGel, cu ingrediente active de îngrijire a pielii, care oferă o senzație de catifelare și contact blând cu pielea pentru pacienții cu probleme vasculare și pentru cei cu piele sensibilă.

Combinăția între siliconul DermoGel și materialul de acoperire Supplex elastic, cu rezistență mare la întindere, asigură durabilitate sporită și compatibilitate excelentă.

Varianta de manșon cu ondulații orizontale este concepută pentru a facilita flexia genunchiului. Profilul conic și ondulațiile verticale de la capătul proximal sunt menite să reducă presiunea și să împiedice marginile să se deruleze.

Össur recomandă utilizarea manșonului Iceross Dermo Locking împreună cu seria Icelock 600.

Este important să verificați suspensia manșonului în timpul utilizării în apă și să uscați cupa și manșonul după ce ieșiți din apă.

Specificații tehnice

- Nivelul de amputare: transtibial (sub genunchi)
- Niveluri de impact: scăzut (activități zilnice acasă) și moderat (mers în comunitate cu viteze variate)
- Grosime: profil standard de 3 mm; versiuni uniforme disponibile de obicei la 6 mm.
- Metode de suspensie:
 - Blocare: folosește un sistem cu știft; recomandat pentru utilizare cu Icelock seria 600
 - Pernă: folosește aspirație sau un manșon pentru suspensie
 - Etanșare: prezintă un inel de etanșare integrat pentru suspensie cu vid fără manșon
- Mărimi disponibile: 18, 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36.